

Prothèses
du
membre supérieur



Fixation de la prothèse grâce à un manchon
silicone à attache distale qui évite les sangles
de maintien.



Cette technique peut aussi être
adaptée à de très jeunes enfants.



Il existe différentes prothèses de membre
supérieur selon les objectifs du patient et
le niveau d'amputation.



Une attention particulière est portée à la physionomie et à la couleur.
La pigmentation de la peau du patient est personnalisée.



Moulage en silicone




Peinture personnalisée




Ce type de prothèse permet de rétablir une fonction dans de nombreux cas.





Les câbles fixés aux sanglages permettent d'actionner le fonctionnement de la main et du coude.

Les prothèses de travail sont adaptées à un besoin précis du patient.



Ces prothèses fonctionnent grâce à des capteurs qui transforment le message de la contraction musculaire du patient en mouvement: ouverture, fermeture et rotation dans les deux sens.

Réapprentissage des gestes de la vie quotidienne.



46 AVENUE JEAN JAURÈS
69600 OULLINS

TÉL: 04 78 50 34 03

www.rhone-orthopedie.com