



Montage Meryviere 2008

Mouche à truite de mer corps en tinsel



-Hameçon : B830 # 10

-Soie de montage : 14/0 rouge

-Corps : tinsel plat argent

-Bavette : fibre de hackle bleu

-Aile : Portion de plume de dinde et portion de sarcelle

-Tête : vernie en soie de montage rouge

Catégorie : noyée à truite de mer

Difficulté : 3/4, attention à ne pas laisser de surépaisseur sur le corps et à la régularité des enroulements de tinsel. Autre difficulté comme toutes les mouches à aile, le placement des ailes.

Conseils d'utilisation : Mouche noyée à truite de mer, une variante de la mouche classique nommée Médecine. Mouche dédiée au pêche légères de la truite de mer en soie de 7 par exemple.